

Ifnar2 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48551

Número de artículo: CM0019734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFNAR2 humano (IFNARB, IFNABR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del interferón de tipo I y la activación de la vía JAK-STAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IFNAR2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3455
GeneID	3455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-243 de IFNAR2 humano (NP_997468.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P48551
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo