

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ifnar2 (Validado Por Ko) - [Validado Por Ko] Ifnar2 Pab De Conejo

Número de artículo: CM0023765

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFNAR2 humano (IFN-R, IFNABR, IFNARB). Validado en modelos de knockout (KO). Adecuado para aplicaciones de Western Blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización por interferones e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] IFNAR2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
Especie	Humano
ID del gen	3455
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-243 de IFNAR2 humano (NP_997468.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso de la proteína	27kDa/37kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo