

Igf2Bp1/Imp1 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nzi8

Número de artículo: CM0011016



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra IGF2BP1/IMP1 humano (Q9Nzi8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte de mRNA, la regulación de la traducción y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGF2BP1/IMP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10642
GeneID	10642
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 del IGF2BP1/IMP1 humano (NP_006537.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Nzi8
Peso proteico	49kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo