


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Igf2Bp3 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - O00425

Número de artículo: CM0026782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IGF2BP3 (IMP3) humano. Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Útil para el estudio del transporte, estabilidad del ARNm y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGF2BP3 Rabbit pAb
Notas / Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Especie	Humano
ID del gen	10643
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-579 de IGF2BP3 humano (NP_006538.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00425
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo