

Igfbp1 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P08833

Número de artículo: CM0026575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGFBP1 humana; validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apropiado para investigar vías mediadas por IGF, migración celular y regulación apoptótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFBP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	3484
ID del Gen	3484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 81-259 de IGFBP1 humana (NP_000587.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08833
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo