

Igfbp5 Rabbit Pab - P24593

Número de artículo: CM0016622



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IGFBP5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta IGFBP5 humano, de ratón y de rata, un regulador clave de la señalización IGF y la producción de MEC. Ideal para investigación en oncología y biología ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFBP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IBP5; IGFBP5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3488
ID de Gen	3488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-167 del IGFBP5 humano (NP_000590.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24593
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo