


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ikk β Para If/Icc Y Elisa - O14920

Número de artículo: CM0002427



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo IKK β de alta calidad (O14920) para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Se dirige contra la IKK β humana, una quinasa clave en la señalización de NF- κ B. Ideal para investigación sobre inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra IKK β
Anotaciones/Alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3551
GeneID	3551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-756 de la IKK β humana (O14920)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14920
Peso de la proteína	29-87 kDa
Envío	Bolsa de hielo