

IL-1 Alpha Rabbit Mab - P01582

Número de artículo: CM0006454

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra IL-1 alpha de ratón, adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la inflamación, la señalización de citoquinas y las respuestas inmunitarias innatas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-1 alpha Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-1a; IL-1 alpha
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3552
ID de gen (Ratón)	16175
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01582
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo