


Pab De Conejo Anti Il-1 Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01583

Número de artículo: CM0015903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IL-1 alfa humana (31 kDa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de inflamación, inmunidad innata y señalización de alarmina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo anti IL-1 alfa
Observaciones/Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Especie	Humana
GeneID (humano)	3552
GeneID	3552
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 113-267 de la IL-1 alfa humana (NP_000566.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01583
Peso proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo