

Pab De Conejo Contra Il10 Para Wb Y Elisa - P18893

Número de artículo: CM0020855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL-10 de ratón validado para WB y ELISA. Reconoce la IL-10 de ratón, una citocina antiinflamatoria clave. Inmunógeno recombinante. Ideal para investigación en regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra IL10
Notas / Alias	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3586
GeneID	16153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-178 de la IL10 de ratón (NP_034678.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18893
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo