

IL13 Pab De Conejo - P35225

Número de artículo: CM0022060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL13 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la inflamación alérgica y las respuestas inmunitarias Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL13 pAb de conejo
Observaciones/Alias	P600; IL-13; IL13
Especie	Humano
GeneID (humano)	3596
GeneID	3596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-146 de IL13 humana (NP_002179.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35225
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo