


Anticuerpo Monoclonal De Conejo IL17A Para IHC-P Y Elisa - Q16552

Número de artículo: CM0002197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la IL17A humana (CTLA-8, 18 kDa), validado para IHC-P y ELISA. Reconoce la IL17A humana. Ideal para el estudio de respuestas inflamatorias, defensa antimicrobiana e inmunidad mediada por Th17.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb IL17A de conejo
Observaciones/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Especie	Humano
ID del gen	3605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-155 de la IL17A humana (NP_002181.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q16552
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo