


Anticuerpo Policlonal De Conejo IL17A - Q16552

Número de artículo: CM0016457



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IL17A para aplicaciones de WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta IL-17A humana, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la inflamación mediada por Th17, la defensa antimicrobiana y la integridad de la barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IL17A
Observaciones/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Especie	Humano
ID del Gen	3605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-155 de la IL17A humana (NP_002181.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16552
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo