


Anticuerpo Monoclonal IL2 De Conejo Para Wb, Elisa - P60568

Número de artículo: CM0007395



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Interleucina-2 (IL2) humana para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio del crecimiento de linfocitos T, tolerancia inmune e investigación en inmunoterapia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb IL2 de conejo
Observaciones/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3558
ID del gen	3558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de la IL2 humana (NP_000577.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo