


IL21R Rabbit Pab - Q9Hbe5

Número de artículo: CM0026737



Introducción

IL21R Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de alta calidad para WB y ELISA, que detecta el receptor de interleucina-21 humano y de ratón (CD360). Ideal para la investigación de biología linfocítica y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL21R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	50615
ID de gen	50615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 del IL21R humano (NP_851565.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HBE5
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo