


Anticuerpo Policlonal IL4 De Conejo Para Wb, Elisa - P05112

Número de artículo: CM0017626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la IL-4 humana (Interleucina-4), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación inmunitaria y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Especie	Humano
GeneID	3565 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la IL4 humana (NP_000580.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo