


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra IL4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

Número de artículo: CM0026411



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a IL4 humana, validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Ideal para investigación de citocinas, activación de linfocitos B y estudios de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3565
GeneID	3565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-153 de IL4 humana (NP_000580.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo