

IL4 Rabbit Polymab® Para Wb, Elisa - P05112 / P07750

Número de artículo: CM0006937



Introducción

IL4 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal de conejo validado para WB y ELISA. Reconoce IL4 humana y de ratón, con un peso predicho de 17 kDa. Ideal para estudios sobre señalización de citoquinas, regulación inmune e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL4 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	3565
GeneID	3565/16189
Inmunógeno	Proteína recombinante de IL4 humana/de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05112/P07750
Peso de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo