


Anticuerpo Policlonal De Conejo Inmt Para Wb, If/Icc, Elisa - 095050

Número de artículo: CM0014835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la indoletilamina N-metiltransferasa (INMT) para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón, detecta una banda de 29 kDa. Ideal para estudios de metilación y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TEMT; INMT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11185
ID del Gen	11185
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 de la INMT humana (NP_006765.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095050
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo