

Inos Anticuerpo Policlonal De Conejo - P35228

Número de artículo: CM0013339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra iNOS humana (NOS2) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. 131 kDa. Ideal para estudios de inflamación y señalización del NO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	iNOS anticuerpo policlonal de conejo
Observaciones/Sinónimos	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4843
ID del gen	4843
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 948-1153 de iNOS humana (NP_000616.3)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P35228
Peso de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo