

Anticuerpo Policlonico De Conejo Inpp1 Para Wb Y Elisa - O15357

Número de artículo: CM0013309



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra INPPL1 (SHIP2) validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la fosfatidilinositol fosfatasa SHIP2, un regulador clave de la señalización de PI3K, para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPPL1 Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	OPSMD; SHIP2; INPPL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-310 de INPPL1 humana (NP_001558.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15357
Peso de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo