

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Insulina Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01308

Número de artículo: CM0019526



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la insulina humana (SWISS P01308), adecuado para aplicaciones de Western blot, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, apoyando la investigación de trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Insulina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3630
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la INS humana (NP_000198.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01308
Peso Proteico	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo