

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti Integrina Alfa V (Itgav/Cd51) Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P06756

Número de artículo: CM0003302



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti Integrina alfa V (ITGAV/CD51) para humano, ratón, rata. Validado para Western blot, IHC-P, citometría de flujo, ELISA. No conjugado, objetivo de ~116kDa, inmunógeno de péptido sintético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti Integrina alfa V (ITGAV/CD51)
Observaciones/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrina alfa V (ITGAV/CD51)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3685
GeneID	3685
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 949-1048 de la Integrina alfa V humana (ITGAV/CD51) (NP_002201.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06756
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo