

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ilk Ligada A Integrina Para Wb, Elisa - Q13418

Número de artículo: CM0007837



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la ILK ligada a integrina humana (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína andamiaje de 51 kDa fundamental para la señalización por integrinas y la dinámica de las adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra ILK ligada a integrina
Observaciones/Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; Integrin linked ILK
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3611
ID del gen	3611
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 350 y 452 de la ILK ligada a integrina humana (Q13418).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13418
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo