

Ipo11 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Ui26

Número de artículo: CM0015976

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IPO11 validado para WB y ELISA en humano y ratón. Se dirige a Importina-11, un receptor de transporte nuclear involucrado en la importación de proteína dependiente de Ran. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IPO11 pAb de conejo
Observaciones/Alías	RanBP11; IPO11
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51194
ID de gen	51194
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 776-975 de la IPO11 humana (NP_057422.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UI26
Peso de proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo