

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Irak2 Para Wb, Elisa - O43187

Número de artículo: CM0028839



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRAK2 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con IRAK2 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de IL-1 e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra IRAK2
Observaciones/Alias	IRAK-2; IRAK2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3656
GeneID	3656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de IRAK2 humana (NP_001561.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43187
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo