


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irak3 Para Wb Y Elisa - Q9Y616

Número de artículo: CM0013864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IRAK3 validado para WB y ELISA. Detecta IRAK3 endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización del receptor de IL-1 y receptores tipo Toll. - Q9Y616

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRAK3 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11213
GeneID	11213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-596 de IRAK3 humano (NP_009130.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y616
Peso molecular de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo