


Anticuerpo Policlonal De Conejo Isg15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05161

Número de artículo: CM0013107



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ISG15 validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas y de rata. La proteína similar a ubiquitina ISG15 desempeña funciones clave en la inmunidad antiviral innata y la ISGilación. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ISG15
Observaciones/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9636
ID del Gen	9636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de ISG15 humano (NP_005092.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P05161
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo