

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Itgb3 Para Wb, Fc, Elisa - P05106

Número de artículo: CM0024490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGB3 validado para WB, FC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. La integrina beta-3 (CD61) es esencial para la agregación plaquetaria y la adhesión celular. Adecuado para investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; integrina beta-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-718 de ITGB3 humana (NP_000203.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05106
Peso molecular de la proteína	86kDa/87kDa
Envío	Bolsa de hielo