


Itpk1 Rabbit Pab - Q13572

Número de artículo: CM0025819



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ITPK1 humano, validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de inositol fosfato, apoptosis y necroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITPK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ITRPK1; ITPK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3705
ID de gen	3705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 185-414 de ITPK1 humano (NP_055031.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13572
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo