


Anticuerpo Policlonal De Conejo Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb Y Elisa - Q92905

Número de artículo: CM0022270



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JAB1/CSN5/COPS5 humano (subunidad 5 del signalosoma COP9). Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Permite el estudio de las vías de conjugación de ubiquitina y denedilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAB1/CSN5/COPS5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10987
ID de Gen	10987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de JAB1/CSN5/COPS5 humano (NP_006828.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92905
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo