

Anticuerpo Policlonal De Conejo Jak2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60674

Número de artículo: CM0016063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra JAK2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización JAK/STAT y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo JAK2
Observaciones/Alias	JTK10; JAK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 933-1132 de JAK2 humano (NP_004963.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo