


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Jnk3 Para Wb Y Elisa - P53779

Número de artículo: CM0003495



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra JNK3/MAPK10, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre señalización activada por estrés, apoptosis neuronal y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JNK3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5602
ID de Gen	5602
In[] ógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del MAPK10 humano (P53779).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53779
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo