

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Poliubiquitina Específico Para Enlace K33 Para Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000043

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para enlace K33 que reconoce cadenas de poliubiquitina. Adecuado para Western Blot, Dot Blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Poliubiquitina Específico para Enlace K33
GeneID (Humano)	7314
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo