

Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Poliubiquitina Con Enlace K48 Para Wb, Dot Blot, Elisa

Número de artículo: CM0000033

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para poliubiquitina con enlace K48, adecuado para Western blot, dot blot y ELISA. Se predice que reacciona con humano, ratón, rata y una amplia gama de especies. Útil para estudios de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Específico para Poliubiquitina con Enlace K48 (pAb)
ID del Gen (Humano)	7314
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene proteína poliubiquitinada (enlace K48).
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
Envío	Bolsa de hielo