


Mab De Conejo Contra Ubiquitina Específica De Enlace K48 - P0Cg47

Número de artículo: CM0005308



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta específicamente cadenas de poliubiquitina unidas por K48 en muestras humanas. Adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA. Peso de la proteína diana ~26 kDa (UniProt P0CG47).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ubiquitina específica de enlace K48
Observaciones/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina específica de enlace K48
Especie	Humana
ID del gen	7314
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene la proteína ubiquitina (enlace K48)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P0CG47
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo