

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Poliubiquitina K6-Ligada (Pab) | Wb, Db, Elisa Para Estudios De La Vía De La Ubiquitina

Número de artículo: CM0000048

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para cadenas de poliubiquitina unidas por K6. Validado para Western blot, dot blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la detección específica de enlaces de ubiquitina en el desarrollo de ensayos IVD e investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo policlonal de conejo específico para poliubiquitina K6-ligada                             |
| GeneID (Humano)     | 7314                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético que corresponde a una secuencia que contiene proteína poliubiquitinada (enlace K6) |
| Origen              | Conejo                                                                                               |
| Categoría           | Otros anticuerpos modificados                                                                        |
| Aplicación          | WB, DB, ELISA                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                       |