

Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Poliubiquitina Con Enlace K63 Para Aplicaciones De Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000059

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige específicamente a proteínas poliubiquitinadas con enlace K63, siendo adecuado para dot blot y ELISA. Se predice que tiene reactividad cruzada amplia con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Específico para Poliubiquitina con Enlace K63
GeneID (Humano)	7314
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene proteína poliubiquitinada (enlace K63)
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
Envío	Bolsa de hielo