

Kbtbd3 Conejo Pab - Np_081238.2

Número de artículo: CM0023149

Introducción

KBTD3 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra un fragmento recombinante de KBTD3 de ratón. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano. Adecuado para investigaciones sobre ubiquitinación y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KBTD3 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTD3
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	143879
ID de Gen (Ratón)	69149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-607 del KBTD3 de ratón (NP_081238.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo