

Kbtbd7 Conejo Pab - Q8Wvz9

Número de artículo: CM0027819

Introducción

El KBTBD7 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA, dirigido contra el KBTBD7 humano con reactividad cruzada a ratón y rata. Investiga la señalización RAC1, la ubiquitinación y la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KBTBD7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KBTBD7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84078
ID de gen	84078
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-684 del KBTBD7 humano (NP_115514.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WVZ9
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo