


Anticuerpo Policlonal De Conejo Kcnc1 Para Wb, Elisa - P48547

Número de artículo: CM0025424



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KCNC1 validado para WB y ELISA, con amplia reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Detecta el canal de potasio dependiente de voltaje KCNC1 (Kv3.1), crítico para la repolarización rápida en neuronas cerebrales de alta frecuencia. Adecuado para investigación en neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3746
GeneID	3746
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KCNC1 humano (NP_004967.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48547
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo