

Kcnj3 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P48549

Número de artículo: CM0027722

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a KCNJ3 (GIRK1) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar los canales de potasio rectificadores internos activados por proteína G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KCNJ3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Especie	Humano
GeneID (humano)	3760
GeneID	3760
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 50 y 150 de KCNJ3 humano (NP_002230.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48549
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo