


Anticuerpo Policlonal Kcnk9 (Conejo) Para Wb, Elisa - Q9Npc2

Número de artículo: CM0029373



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo KCNK9 de alta calidad para Western blot y ELISA. Reacciona con KCNK9 humano, de ratón y de rata, un canal de potasio sensible al pH implicado en la excitabilidad neuronal y la regulación hormonal. Ideal para estudios de neurociencia y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNK9 pAb Conejo
Observaciones/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51305
GeneID	51305
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del KCNK9 humano (NP_001269463.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPC2
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo