


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnu1 Para Wb Y Elisa - A8Myu2

Número de artículo: CM0014840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNU1 humano (Slo3/KCa5). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Dirigido contra un canal de potasio específico de los testículos, esencial para la capacitación espermática y la fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KCNU1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KCa5; Slo3; KCNMC1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
Especie	Humano
GenelD (humano)	157855
GenelD	157855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 920-1149 de KCNU1 humano (NP_001027006.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	A8MYU2
Peso de la proteína	130 kDa
Envío	Bolsa de hielo