

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abca6 Validado Por Kd Para Wb Y Elisa - Q8N139

Número de artículo: CM0020664

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra ABCA6 humano. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. ABCA6 es un probable transportador de lípidos de macrófagos localizado en el Golgi.

[Aprende más](#)

Nombre	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] ABCA6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EST155051; [Validado por KD] ABCA6
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	23460
GeneID	23460
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1518-1617 de ABCA6 humano (NP_525023.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N139
Peso Proteico	184kDa
Envío	Bolsa de hielo