

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acsl4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Número de artículo: CM0007060

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo validado por KD específico para ACSL4. Para Western blot, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta ACSL4 humano, de ratón y de rata. Herramienta clave para la investigación de la ferroptosis y el metabolismo de los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	[Validado por KD] ACSL4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACS4; FAcl4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2182
GeneID	2182
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de ACSL4 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60488
Peso Proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo