

[Kd Validado] Polymab® De Conejo Anti-Acss2 Para Wb, Elisa - Q9Nr19

Número de artículo: CM0002540

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ACSS2 validado para Western blot y ELISA. Reconoce ACSS2 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre metabolismo citoplasmático de acetil-CoA, autofagia y tumorigénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	[KD Validado] ACSS2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55902
GeneID	55902
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la ACSS2 humana (Q9NR19)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR19
Peso de la proteína	79 kDa/80 kDa
Envío	Bolsa de hielo