


[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adar1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55265

Número de artículo: CM0011550



Introducción

Este anticuerpo monoclonal recombinante de conejo [Validado por KD] se dirige a ADAR1 humano (P55265, 136 kDa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de la edición del ARN y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ADAR1 [Validado por KD]
Observaciones/Sinónimos	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Especie	Humano
ID del gen (humano)	103
ID del gen	103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 610-810 de ADAR1 humano (NP_001102.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P55265
Peso molecular de la proteína	136 kDa
Envío	Bolsa de hielo