

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atf1 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18846

Número de artículo: CM0011458

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra ATF1 humano (TREB36, EWS-ATF1). Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de regulación de la transcripción, proliferación celular y respuestas al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] ATF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	466
GeneID	466
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18846
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo