

[Validado Por Kd] Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atg7 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O95352

Número de artículo: CM0003628

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATG7 validado por KD para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Detecta ATG7 humano, de ratón y de rata (~78 kDa). Apoya la investigación sobre autofagia y mitofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] ATG7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GSA7; [Validado por KD] ATG7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10533
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Atg7(Apg7) humano (O95352).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95352
Peso Proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo